# Selected Article

## カーボンナノチューブ分散水溶液の評価手法

Evaluation methods of carbon-nanotube dispersed aqueous solution

中田 靖 Yasushi NAKATA

赤路 佐希子 Sakiko AKAJI

**篠崎 陽子** Yoko SHINOZAKI カーボンナノチューブ(CNT)は、その熱安定性、強靭性、軽さ、特異な電 気特性、生体親和性において優れた性質をもち、ナノマテリアルとして 様々な応用が検討され、実用化がすすんでいる。特に、透明導電フィルム、 帯電防止膜、タッチパネル、FET(電界効果トランジスタ)といったエレク トロニクス応用においては、CNTの分散技術が重要になっており、凝集 度、長さ、半導体性/金属性、電気特性(CNTのネットワーク形成)が調べ られている。バルク分析による純度評価の場合には元素分析、熱重量分析 などが用いられ、ナノ構造の観察には透過電子顕微鏡(TEM)や原子間力 顕微鏡(AFM)が重要な分析手法となっているが、特に単層カーボンナノ チューブの分散性評価の場合には、光を用いた分析手法が有効である。本 稿では、弊社で調製したCNT分散溶液の分析事例を使って、分析の実際 について紹介する。

Carbon nanotube is well known nano-material with many superior features as thermo stable, toughness, low gravity, unique electrical properties, and biocompatibility and applied to practical use in many fields. Especially, for electronics application such as transparent conductive film, antistatic coating, touch panel display, and FET (Field Effect Transistor), dispersion technique of CNT in solution is now becoming more important. Aggregation degree, length, semiconductor and metallic features and conductivity of CNT are important properties on its practical application. For its bulk material, elemental analysis and thermogravimetric analysis are used, and for nano-structure observation, TEM and AFM are often used. Otherwise, for dispersed solution of CNT, analysis method used with light probe or spectroscopic methods are more useful. In this report, the analysis method will be introduced through reporting the analysis results of CNT dispersed solution which was prepared by HORIBA.

#### はじめに

カーボンナノチューブ(CNT)は、その熱安定性、強靭性、 軽さ、得意な電気特性、生体親和性において優れた性質を もち、ナノマテリアルとして様々な応用が検討され、実用 化が進んでいる。特に、透明導電フィルム、帯電防止膜、 タッチパネル、FET(電界効果トランジスタ)といったエレ クトロニクス応用においては、CNTの分散技術が重要に なっており、凝集度、長さ、電気特性(半導体性/金属性、 CNTのネットワーク形成)が調べられている。バルク分析 による純度評価の場合には元素分析、熱重量分析などが用 いられ、ナノ構造の観察には透過電子顕微鏡(TEM)や原 子間力顕微鏡(AFM)が重要な分析手法となっているが、 特に単層カーボンナノチューブの分散性評価の場合には、 光を用いた分析手法が有効である。本稿では,弊社で調製 したCNT分散溶液の分析事例を使って,分析の実際につい て紹介する。

#### カーボンナノチューブとは

炭素(カーボン)原子は4つの結合手でつながるとSP<sup>3</sup>混成軌 道を形成し3次元構造をとる(ダイヤモンド)。3つの手で結 合するとSP<sup>2</sup>混成軌道を形成し2次元の平面構造をとり、こ れをグラフェンシートと呼んでいる。このシートが積み重 なったものが鉛筆の成分である黒鉛(グラファイト)であ り、 $\pi$  電子により電気伝導性を有する。Figure 1に示すよ うにカーボンナノチューブは1枚のグラフェンシートが チューブ状になることで1次元構造となる。合成後のチュー



Figure 1 Structure of SWCNT Carbon hexagonal direction are expressed by chiral angle  $\theta$  against the tube axis of longitudinal direction expressed as long dashed short dashed lines which correspond to  $\theta = 0$  degree and  $\theta = 30$  degree.

ブは終端が閉じていて中は真空である。終端では五角形の 構造と六角形の構造が組み合わされ、いわゆるサッカー ボールで知られる曲面構造になる。チューブではなく球(0 次元構造)の場合が、C60に代表されるフラーレンである。

多重に重なったチューブを多層カーボンナノチューブ (MWCNT), 一層のチューブを単層カーボンナノチューブ (SWCNT)と呼んでいる。チューブになっても炭素六角形 が成立する構造になるための条件は複数あり、SWCNTの 構造はカイラル指数と呼ばれる数字の組で表される。また、 カイラル角で定義されるチューブの軸に対する六角形の方 向は構造により異なっている。Figure 1のチューブは、カ イラル指数(5,5)の構造をしていて、チューブ直径は0.678 nm, 六角形の向きは最大の30度(π/6)になる。このタイプ のチューブはアームチェア型と呼ばれ金属性を示すことが わかっている。チューブ直径は,構造によってサブナノ メートルからスーパーグロースCNT (産業技術総合研究 所)と呼ばれる2~3 nmの直径を持つものまで存在する。こ のように、構造の種類としては数十種類の構造が考えられ、 通常の合成ではこれらの異なる構造もつチューブの混合物 が得られる。構造の違いによって半導体性を示すチューブ と、電気伝導性を持つ金属性のチューブがあり、FET(電

界効果トランジスタ)などのエレクトロ ニクスに応用されている。しかし,本来 のナノマテリアルとしての特異性を利用 するためには,この多様な構造を制御す る必要があり,将来,目的の特定の構造 を持つチューブが自由に利用できるよう になれば夢のエレクトロニクス素材が実 現する。



Figure 2 Fluorescence Spectrometer Nanolog

#### 光を用いたカーボンナノチューブ評価分析手法

SWCNTは比表面積が大きいために凝集しやすく、 合成後 のチューブは通常チューブの束を形成している。O'Connell らは、チューブを界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウ ム(SDS)の重水溶液中で超音波分散させ、超遠心分離によ りチューブが孤立分散した溶液を調製した。吸光分光スペ クトルを測定すると、分散状態が悪い段階では吸収バンド は観測できないが、調製した高度に分散した溶液では SWCNTの明瞭な吸収バンドを観測できるようになった。 これは、チューブ間の相互作用がなくなることでバンド幅 が小さくなったためである。そして、この溶液のNIR-PL を測定することにより、半導体性SWCNTから発せられる 特徴的なNIR-PLスペクトルを観測することに成功した<sup>[1]</sup>。 NIR-PLを連続した励起波長で測定することで、チューブ 構造に1対1に対応するEEM(Excitation Emission Matrix) マップを得ることができる<sup>[2]</sup>。彼らが用いた装置は弊社の FluoroLog3-211にシングルチャンネル近赤外検出器を搭 載したものであったが、今では、アレイ検出器を搭載した 近赤外発光分光装置Nanolog (Figure 2)が開発され,近赤 外領域のEEMが高速に測定できるようになった。測定例と してFigure 3に、アルコールCVD法で作成されたSWCNT のNIR-PL EEMマップ(a)と、カイラリティ分布(b)を示 す。図中、数字の組はカイラル指数である。



Figure 3 NIR-PL of SWCNT by Alcohol CVD method (a) EEM map (b) Chirality distribution. A pair of numbers is chiral indices of SWCNT. Data courtesy of Prof. S. Maruyama, the University of Tokyo.



Figure 4 Comparison of Raman spectra on the process of purification SWCNT, which was dispersed in 20% cycloamylose aqueous solution, was purified by centrifugation. F-1 and F-2 were fraction of before and after purification respectively. F-3 was residue fraction after purification. Data courtesy of Prof. S. Kitamura, Osaka Prefecture University.

SWCNTの純度を測定するにはラマン分光法が有効であ る。グラファイト構造を示すGバンドと、チューブの欠陥や アモルファスカーボンに由来するDバンドが現れ、その強 度比( $I_D/I_G$ )は、SWCNT純度の指標となる。Figure 4に分 散剤にシクロアミロースを用いたときのSWCNT精製過程 のラマンスペクトルを示す。触媒など不純物を取り除いた 画分F1を遠心分離し、その上清を画分F2、沈殿物の再分散 液を画分F3とした。ラマンバンド強度比 $I_D/I_G$ は、F1が0.60 であるのに対して、上清画分F2では0.39を示し、遠心分離 による精製により純度が向上したことがわかる。沈殿物F3 の $I_D/I_G$ は、F1より大きい値(1.01)を示した。

分散チューブの大きさを評価するためには,動的光散乱 (DLS)法が用いられる。同原理を用いた弊社のナノ粒子解 析装置(nano Partica SZ-100)をFigure 5に示す。直径1 nm程度の孤立分散チューブは溶液中では屈曲性線状分子 の回転体(粒子)となってブラウン運動をしている。照射し たレーザ光がこの粒子のブラウン運動により変調する様子 から,その拡散係数を求め,球相当径としての粒子径が求 まる。Figure 6に,0.2%カルボキシメチルセルロース (CMC)水溶液に分散したSWCNTの粒子径分布を示す。 600 W超音波ホモジナイザの処理によって次第に粒子径



Figure 5 Nanoparticle Analyzer nano Partica SZ-100



Figure 6 Time variation of particle size distribution of SWCNT in 0.2% carboxymethyl cellulose aqueous solution by ultrasonication Time values at left-side of figures indicate process time of sonication.

(モード径)と分布幅(σ値)が小さくなっていく様子がわか る。分散したいCNTの直径や用途に合わせて,SWCNTの 分散剤にはSDSの他にもドデシルベンゼン硫酸ナトリウム (SDBS)やコール酸ナトリウムといった界面活性剤,およ び,CMC<sup>[3]</sup>や水溶性キシラン<sup>[4]</sup>,核酸といった高分子が分 散剤として用いられる。凝集チューブから効率よく孤立分 散チューブを分離するために,最適な分散剤を選択するこ とも重要である。

#### 高分散単層カーボンナノチューブの 分散溶液の評価例

HiPco製SWCNT (Carbon Nanotechnologies, Inc.)を1% ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム (SDBS) 水溶液中で撹拌 後, 600 Wホモジナイザを用いて分散した。精製後, 超遠心 機(CS150NX, 日立工機製)で回転速度46,000 rpm (120000 G)で1時間分離し, 上清を試料とした。



Figure 7 Particle size distribution of SWCNT/SDBS measured by DLS (Dynamic Light Scattering)method



Figure 8 D and G Raman bands of SWCNT/SDBS He-Ne Laser(633 nm) for excitation.



Figure 9 RBM Raman bands of SWCNT/SDBS He-Ne Laser (633 nm) for excitation. A pair of numbers in parenthesis is chiral indices of SWCNT.



Figure 10 Absorption Spectra of SWCNT/SDBS A pair of numbers in parenthesis is chiral indices of SWCNT

ナノ粒子解析装置(nano Partica SZ-100)により測定した DLS法による粒子径分布をFigure 7に示す。その大きさは 50 nmから1000 nmの分布を示し、そのメジアン系は103 nmであった。

当社のラマン顕微鏡(XploRA)により測定した試料分散溶 液のD/GバンドのラマンスペクトルをFigure 8に示す。測 定には、溶液測定用アタッチメント(マルチパスセル)を装 着し、石英製角セルを用いた。遠心処理により凝集残渣は 除去され、強度比I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>が0.015の高純度のSWCNT分散溶液 を得ることができた。チューブ直径に対応するRBM(Radial Breathing Mode)領域のラマンスペクトル(Figure 9)およ



Figure 11 NIR-PL EEM map of SWCNT/SDBS A pair of number in parenthesis is chiral indices of SWCNT

び吸光スペクトル(Figure 10)では、各バンドの分離がよ く、チューブがよく分散している様子がわかる。それぞれ、 対応する半導体性SWCNTの構造をカイラル指数で示す。

近赤外発光分光装置(Nanolog)を使って測定したNIR-PL のEEMマップの結果をFigure 11に示す。明瞭な孤立ピー クが観測されている。この分散試料のNIR-PLは非常に安 定で、Figure 12に示すように、試料調整後214日が経過し ても励起波長720 nmにおけるPLバンドの発光波長位置の 変化は約8 nm程度であった。また、励起波長位置はほとん ど変化しなかった。発光強度は、3か月経過後も初期の80% と高い値を維持し、その最大PLバンドの強度は1200 cnt/s であった。弊社では、本試料をCNTのNIR-PLを測定する ときの装置性能確認用試料として活用している。

#### おわりに

SWCNTは, NIST (National Institute of Standards and Technology)の参照試料としてRow Soot (SRM2483),



Figure 12 Peak shift of NIR PL bands of SWCNT/SDBS NIR-PL bands were assigned as (10,2), (9,4) and (8,6) for each. Excitation wavelength was 720nm. The left figure is the initial spectrum. Every bands shifted about 8nm longer wavelength after 214 days.

Bucky Paper (RM8282)に加えて、2014年よりチューブ長 ~0.8 µm, ~0.4 µm, ~0.15 µmのSWCNT分散溶液試料 (RM8281)が提供されている。また、産業技術総合研究所 では、金属型・半導体型のSWCNTを効率的・高純度に分 離することに成功し、用途開発のために試料提供を実施し ている。このように品質の高いSWCNTの分散溶液の開発 が進むにつれて、今回、紹介したSWCNT分散溶液の評価 ニーズが益々高まっていくと考えられる。

#### 参考文献

- [1] M. J. O'Connell, S. M. Bachilo, C. B Huffman, V. C. Moore, M. S. Strano, E. H. Haroz, K. L. Rialon, P. J Boul, W. H. Noon, C. Kittrell, J. Ma, R. H. Hauge, R. B. Weisman, and R. E. Smalley, Science, 297, 593(2002).
- [2] S. M. Bachilo, M. S. Strano, C. Kittrell, R. H. Hauge, R. E. Smalley, and R. B. Weisman, Science, 298, 2361 (2002).
- [3] N. Minami, Y. Kim, K. Miyashita, S. Kazaoui, and B. Nalini, Appl. Phys. Lett 88, 093123(2002).
- [4] S. Kitamyra, Y. Terada, T. Takaha, M. Ikeda US 20090148573 A1.



#### 中田 靖 Yasushi NAKATA

株式会社 堀場製作所 開発本部 アプリケーション開発センター 科学・半導体開発部 博士 (理学)



#### 赤路 佐希子 Sakiko AKAJI

株式会社 堀場製作所 開発本部 アプリケーション開発センター 科学・半導体開発部



### Yoko SHINOZAKI

株式会社 堀場製作所 開発本部 アプリケーション開発センター 科学・半導体開発部