

# LAQUA

## クイックマニュアル 卓上型 pH・水質分析計 F-72、73、74




CODE : GZ0000251376B

January, 2017 © 2017 HORIBA Advanced Techno Co., Ltd.

## 準備


### ① pH標準液を用意する



### ② 電極を本体に接続する




### ③ 本体の電源キーを押す



- ☆ 2秒間長押しにて起動します
- ※ ACアダプタ接続後は10秒間お待ちください

### ④ 電極の保護キャップをはずし、内部液補充口を開ける



# 校正

測定サンプルが酸性側ならpH7とpH4の2点校正、アルカリ性側ならpH7とpH9の2点校正をおすすめします  
サンプルのpH値がわからないときはpH4・pH7・pH9の3点校正をおすすめします

## ① 校正モードに入る



## ② 1点目校正開始

pH7標準液に電極を液絡部が浸かるまで浸漬します



瞬時値の安定を見て  
タッチパネルの  
**START** キーを押します

**Hold** が点滅から点灯になったら校正  
終了です

測定へ

または、



**STOP** キーで  
2点目の校正へ

## ③ 2点校正開始

pH4標準液に電極を液絡部が浸かるまで  
浸漬します



瞬時値の安定を見て  
タッチパネルの  
**START** キーを押します

**Hold** が点滅から点灯になったら校正  
終了です

測定へ

または、



**STOP** キーで  
3点目の校正へ  
※3点校正する場合は、予め  
校正設定にて校正点数の  
設定が必要です

## ④ 3点校正開始

1点目と同様にpH9標準液に電極を液絡部が  
浸かるまで浸漬して校正します



※校正の方法は1点目、  
2点目と同様です

測定へ

# 測定

## ① 測定モードに入る



## ② 測定開始

試料に電極を液絡部が浸かるまで浸漬します



**START** キーを押します



**Hold** が点滅から点灯に  
変わったら測定終了です

## ③ 測定終了