

オンライン製品デモのご案内

インターネット会議システムでご施設と弊社を繋ぎ、ご施設にしながら製品のデモンストレーションが実施可能になりました。

パソコンやモニタなど必要な機材は弊社で準備いたしますので、準備物不要でご参加いただけます。ご要望に合わせて実施いたしますので、詳細についてお気軽にお声掛けください。

● オンライン製品デモの実施例

- ・画面操作の流れ
- ・装置内部の機構
- ・測定結果画面

● オンライン製品デモの所要時間

1時間程度

● オンライン製品デモの流れ

事前訪問
担当営業がご施設のお悩みやご要望をお伺いします




当日
ご施設に担当営業が機材とともに伺い、インターネット会議システムの設定を実施し、製品のデモを行います



ご施設でのイメージ

WEBカメラを使い、画面や操作の流れ、製品内部の動きなど細部までご確認いただけます。



WEBカメラを用いたご説明



製品内部の機構



測定結果画面

オンラインデモのお申し込み、問合せはこちらから ▶
ご紹介動画も閲覧いただけます。

<https://www.horiba.com/jpn/medical/online-demonstra>



オンラインデモ対応製品のご紹介

下記製品でオンラインデモを実施しております。ご希望の方は、ぜひ担当営業までお問合せください。

自動血球計数装置 Yumizen H1500/2500 シリーズ

- 少ない試薬で簡便な試薬管理
- CBC+DIFF+Ret 測定*に加え、スライドメーカー Yumizen SPS との接続が可能

*Yumizen H2500 のみ

販売名:自動血球計数装置 Yumizen H1500/2500 シリーズ
製造販売届出番号:26B3X00002220010



自動血球計数装置 Yumizen H500 シリーズ

- 3種の試薬で白血球5分類測定が可能
- 検体吸引量: 20μL
- 測定時間: 約1分/検体

販売名:自動血球計数装置 Yumizen H500 シリーズ
製造販売届出番号:26B3X0000222012



自動血球計数装置 Pentra XL 80

- CBC13項目、CBC+DIFF27項目の基本検査を測定
- 希釈倍率が選択可能な自動希釈機能や自動再検機能を搭載

販売名:自動血球計数装置 Pentra XL 80
製造販売届出番号:26B3X00002220005



自動血球計数CRP測定装置 Yumizen H635 CRP

- アレルギーなど白血球5分類が有用な疾患の診断をサポート
- 検体吸引量: 41μL(+CRPモード)
- 測定時間: 約3分(+CRPモード)
- 測定項目: CBC29項目(白血球5分類含む)、CRP
- タイマー機能 ● 4つの測定モード搭載

販売名:自動血球計数CRP測定装置 Yumizen H635 CRP
製造販売届出番号:26B3X00002220011



自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723®GR01 (HLC-723®G11、HLC-723®GXも対応可能)

- HPLC法による高精度 HbA1c 測定
- 処理速度: 30秒/検体 ● 同時/日差再現性 CV1.0% 以内
- 血糖分析計との接続が可能

※HLC、HLC-723は日本における東ソー株式会社の登録商標です。
※GR01は東ソー株式会社の登録商標です。

販売名:東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723®GR01
製造販売届出番号:13B3X90002000022



株式会社堀場製作所

バイオヘルスケア本部

TEL 075-313-5736 FAX 075-315-9525

<https://www.horiba.com/jpn/medical/>



●北海道 011-207-1800
●名古屋 052-433-3450

●東北[仙台] 022-776-8251
●大阪 06-6390-8011

●栃木 028-634-7051
●四国 087-867-4800

●東京 03-6206-4719
●広島 082-288-4433

●横浜 045-478-7017
●九州 092-292-3593

改訂:2024年2月 MCJ-MED0059C