

QCP 簡易操作ガイド (1.ログイン方法)

HORIBA メディカルが実施する外部精度管理プログラム(QCP)の簡易操作ガイドです

詳しい内容については、WEB に掲載の取扱い説明書をご参照ください

(ア)URL: <http://qcp.horiba-abx.com/> へアクセスします

(イ)ご登録頂いている[メールアドレス]と[パスワード]を入力します

画面右上に施設名、管理者名、メールアドレスが表示されていれば、ログインができている状態です

HORIBA Medical Quality Control Program

ログイン Enroll (HORIBA use only) お問い合わせ パンフレット FAQ QCP ヘルプ

> ログイン 言語を選択 日本語

ログイン

メールアドレス
パスワード

ログイン

[Enroll \(HORIBA use only\)>>>](#)
[パスワードを忘れた場合>>>](#)

HORIBAメディカル 精度管理プログラム
オンライン施設間データ比較サイト

弊社の血球計数装置において

- 内部精度管理をオンラインで送信することができます。
- このQCPプログラムは機器の精確さ、精密さに関する評価を行うことができます。
- 検査室間の機器の状態が比較できます。

このウェブサイトは最新および過去のバージョンのFirefoxとSafari（マッキントッシュ）、Internet Explorerのver. 9以降に対応しています。 [ブラウザ情報>>>](#)