



プロがそばにいる！あなたのための もうひとつのラボ

堀場テクノサービスが運営している分析ラボ“Analytical Solution Plaza”では、皆様にHORIBAの分析装置と実験設備をご利用いただける「開放研究室」を提供しています。専門の分析技術者がお客様のそばでオペレーションや解析をサポートし、それぞれのお悩みに対して適したソリューションを提供いたします。結果を確認しながら、前処理や分析条件、実験方針をフレキシブルに検討できるため、多くのお客様にご好評いただいている分析プランです。

すべての研究者様へ！

課題解決型のプランです！

- ✓ HORIBA分析技術者が条件設定・操作・解析・実験方針サポート
- ✓ お客様ご自身での装置オペレーションも可能
- ✓ 手持ち機器の持ち込み OK
- ✓ ラボ内の前処理ツール・設備が利用可能
- ✓ 複数手法を用いた多角的な分析が可能

料金一覧	6 時間	440,000 円～
	3 時間	220,000 円～

※利用時間の延長やオプション利用によって費用が変わることがあります。
 ※分析内容によって実施場所が異なります。
 ※料金は諸経費を含みます。
 まずはお気軽にご相談ください。



“装置をお持ちの方”も
 “装置利用が初めての方”も
 お任せください！

京都

〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地
 TEL (075)313-8125 (代表)



東京

〒101-0063 東京都千代田区 神田淡路町二丁目6番
 (神田淡路町二丁目ビル) TEL (03)6206-4750



分析・試験一覧

粒子計測	分析内容（例）
レーザ回折／散乱式	粒子径分布（湿式／乾式／高濃度）
画像解析	粒子径分布／形状解析
動的光散乱式（DLS）	粒子径分布／ゼータ電位／ゲル解析
遠心沈降式	粒子径分布
粒子軌跡解析（PTA）	粒子径分布／個数濃度
顕微鏡観察	
原子間力顕微鏡画像（AFM）	トポグラフィー／接触電位差像
光学顕微鏡画像（OM）	明視野／暗視野／偏光観察／微分干渉
電子顕微鏡画像（SEM）	反射電子像／二次電子像
元素分析	
走査電子顕微鏡・エネルギー分散型 X 線（SEM-EDX）	X 線スペクトル／イメージング
微小部蛍光 X 線（ μ EDXRF）	微小部元素分析／イメージング
卓上／ハンドヘルド型蛍光 X 線（EDXRF）	マクロ元素分析／油中 S 分析／ RoHS 分析
固体中炭素・硫黄（酸素気流中燃焼・赤外吸収法）	固体中 C, S 濃度測定／昇温分析
固体中酸素・窒素・水素（不活性ガス融解・赤外／ TCD 検出）	固体中 O, N, H 濃度測定／昇温分析
高周波グロー放電発光（GD-OES）	深さ方向元素分析
ICP 発光（ICP-OES）	溶液中微量成分の定性・定量
物性分析・組成分析・構造解析	
分光エリブソメトリー	膜厚／光学定数（n&k）／物質特性
カソードルミネッセンス（CL）	結晶性、不純物準位／濃度、組成、応力
フォトルミネッセンス（PL）	結晶性／欠陥
ラマン分光 AFM- ラマン分光統合装置	チップ増強ラマン（TERS）測定
顕微ラマン分光測定装置	顕微ラマン分光／イメージング
マクロラマン／透過ラマン	マクロ成分分析
赤外分光（FT-IR）	有機化合物の構造推定（定性／定量）
蛍光分光	励起発光スペクトル（紫外～近赤外）、励起・蛍光マトリクス（EEM）
蛍光寿命	時間相関単一光子計数法（TCSPC）
表面プラズモン共鳴イメージング（SPRi）	分子間相互作用
ガスクロマトグラフ質量分析（GC-MS）	RoHS 分析
溶液測定	
イオンクロマトグラフィ（IC）	液体中微量イオン濃度
油分濃度（溶媒抽出・赤外吸収法）	固体・液体中の油分濃度
全窒素・全りん（TN/TP）	排水中全窒素／全りん
化学的酸素要求量（COD）	排水中 COD
旋光度	光学活性物質の旋光度
自動車・電池試験	
シャシベンチ試験（LDV）	排ガス濃度、流量、固体粒子数、エンジンダイナモ、シャシダイナモ、テストオートメーション
路上排ガス試験（RDE）	排ガス濃度、流量、固体粒子数・量、固体粒子量、位置情報、環境条件
燃料電池評価装置	固体酸化物形燃料電池評価

株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305

京都市南区吉祥院宮の東町2番地

<https://www.horiba.com/jpn/service/>

●製品の技術的なご相談をお受けします。

堀場テクノサービス コンタクトセンター

☎ 0570-200-809

受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00

【祝祭日を除く月曜日～金曜日】

HORIBA 受託分析

検索

受託分析のご相談はこちら ▶

<https://www.horiba.com/jpn/service/solution/-contract-analysis/contact/>
