

All in One Plan

AOP で充実の保証をご提供！

最適な状態で装置を長期ご使用いただけます！

対象製品 ナノ粒子解析装置

nano Partica SZ-100 シリーズ

nano Partica SZ-100V2



SZ-100V2

1 安心の定期点検

年 1 回の点検で装置の安定稼働を確認

《トレーサビリティ証明書付き》

部品劣化診断で有寿命部品の交換時期をご提案

オペレーショントレーニングも可能

2 安心の修理保証^{*1}

万一故障しても修理作業費は何度でも無償

お客様の業務に及ぼす影響を最小限に

有寿命部品を含む部品すべてを保証

AOP ご加入で
Windows10 PC への
Version UP
10万円割引




3 安心のパソコン本体保証^{*2}

パソコン本体の故障時も無償で対応

^{*1} 標準試料等の消耗品は対象外

^{*2} パソコンメーカーによる修理対応が終了している場合は対象外となります。
パソコンのデータ破損・消失等のデータに関する保証は致しかねます。

早期ご加入で安心



※新規ご加入後は原則 1 ヶ月以内に点検を実施致します。この点検で確認された不具合はご加入前の故障とみなし、別途有償修理となります。

※価格は一例です。詳細は各サービスステーションまでお問合せください。

※保証と責任の範囲は取扱説明書記載に準じます。

※移設作業は保証の範囲外となります。

※パソコン・ソフトウェアのバージョンアップは保証の範囲外となります。


※予防保全による部品交換は保証の範囲外となります。

※納入より 7 年以上経過している装置は新規加入いただけません。(都度見積り)。

※納入より 10 年以上経過している装置は更新できません。(都度見積り)。

※SZ-100Plus は対象外となります。

【参考】SZ-100 部品リスト



保証部品

A レーザ
B 前方検出器 (PMT)
C 側方検出器 (PMT)
D 透過光モニタ (PD)
E 後方検出器 (PMT)
E 後方検出器可動用モータ
- DC ファン
- パソコン本体

保証外

標準試料
綿棒
ディスプレイ、プリンタ、マウス、キーボード
測定用セル
100mW レーザ

オプションユニットの AOP 加入も可能です！



pH コントローラー

※ご加入価格については別途お問合せください。

< サービス >

株式会社 堀場テクノサービス

本社 / 京都サービスステーション
〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地 (075)313-8125
<http://www.horiba.co.jp>

北海道 (011)207-1801	埼玉 (048)298-6871	名古屋 (052)705-0711	岡山 (086)448-9760
東北 (022)776-8252	東京 (03)6206-4750	北陸 (076)422-6112	広島 (082)283-3378
福島 (024)925-9311	西東京 (042)322-3211	三重 (059)340-6061	山口 (0834)61-1080
栃木 (028)634-6098	横浜 (045)478-7018	京都 (075)313-8125	九州 (092)292-3597
千葉 (0436)24-3914	富士 (0545)33-3152	大阪 (06)6150-3661	大分 (097)551-3982
鹿島 (0299)91-0808	浜松 (053)464-1339	兵庫 (079)284-8320	熊本 (096)279-2985
つくば (029)863-7311	東海 (0565)37-3510	四国 (087)867-4821	

パンフレット No. HTS-0XXX