


パーティカ ミニ
partica mini

All in One Plan

AOP で充実の保証をご提供します。

最適な状態で装置を長期ご使用いただけるプランです。

*「AOP」は、堀場テクノサービス独自のサービスプラン「All in One Plan」の略称です。


対象製品
● LA-350 シリーズ

■ 安心の定期点検

年 1 回の点検で装置の安定稼働を確認《トレーサビリティ証明書付き》
部品劣化診断で有寿命部品の交換時期をご提案
AOP 加入でオペレーショントレーニングが可能

■ 安心の修理保証

万が一の場合、修理作業費は何度でも無償
ダウンタイムを最小限に抑えます
さらに、有寿命部品を含む部品すべてを保証^{*1}


■ 安心のパソコン本体保証^{*2}

パソコン本体の故障時も無償で対応

^{*1} 標準資料などの消耗品は対象外です。

^{*2} パソコンメーカーによる修理対応が終了している場合は対象外です。
パソコンのデータ破損・消失などのデータに関する保証はいたしかねます。

早期ご加入で安心



※ 新規加入後は原則 1 ヶ月以内に点検を実施します。この点検で確認された不具合は加入前の故障とみなし、有償修理になります。

※ 価格は一例です。詳細はコンタクトセンターまでお問い合わせください。

※ 保証と責任の範囲は取扱説明書の記載に準じます。

※ 移設作業は保証の範囲外です。

※ パソコン・ソフトウェアのバージョンアップは保証の範囲外です。


※ 予防保全による部品交換は保証の範囲外です。

※ 納入より 7 年以上経過している装置は新規加入いただけません (都度見積り)。


※ 納入より 10 年以上経過している装置は新規加入いただけません (都度見積り)。

【参考】LA-350 部品リスト

循環システム



光学系レイアウト



保証対象

使用箇所	品名
A	遠心ポンプモータ
B	超音波プローブチップ
C	ドレインバルブ駆動用ソレノイド
C	ドレインバルブプラグ
D	注入ポンプ
E	半導体レーザー
E	レーザーシャッター
F	フローセル
-	DC ファン
-	光軸調整用送りネジ
-	セルホルダチューブ
-	パソコン本体

保証対象外

使用箇所	品名
-	標準試料
-	綿棒
-	ディスプレイ
-	プリンタ
-	マウス
-	キーボード

株式会社堀場製作所

〒601-8510
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121
<http://www.horiba.co.jp>

東京 03-6206-4721 大阪 06-6390-8011
名古屋 052-433-3450 九州 092-292-3593

株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8125
<http://www.horiba.com/jp/horiba-techno-service/>

拠点情報はこちら▶



●製品の技術的なご相談をお受けします。
堀場テクノサービス コンタクトセンター

☎ 0570-200-809

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00
【祝祭日を除く月曜日~金曜日】