

All in One Plan

AOP で充実の保証をご提供！
最適な状態で装置を長期ご使用いただけます！

対象製品 レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置

LA-950/950V2



LA-960/960V2



1 安心の定期点検

年1回の点検で装置の安定稼働を確認
《トレーサビリティ証明書付き》
部品劣化診断で有寿命部品の交換時期をご提案
オペレーショントレーニングも可能

2 安心の修理保証 *1


万一故障しても修理作業費は何度でも無償
お客様の業務に及ぼす影響を最小限に
有寿命部品を含む部品すべてを保証

AOP ご加入で
Windows 10 PC への
Version UP
10万円割引 

3 安心のパソコン本体保証 *2

パソコン本体の故障時も無償で対応

*1 標準試料等の消耗品は対象外
*2 パソコンメーカーによる修理対応が終了している場合は対象外となります。
パソコンのデータ破損・消失等のデータに関する保証は致しかねます。




※価格は一例です。
※新規ご加入後は原則1ヶ月以内に点検を実施します。この点検で確認された不具合はご加入前の故障とみなし、別途有償修理となります。
※保証と責任の範囲は取扱説明書記載に準じます。
※移設作業は保証の範囲外となります。

※パソコン・ソフトウェアのバージョンアップは保証の範囲外となります。
※予防保全による部品交換は保証の範囲外となります。
※納入より7年以上経過している装置は新規加入いただけません。都度見積りとなります。
※納入より10年以上経過している装置は更新できません。都度見積りとなります。

【参考】LA-950 部品リスト

保証部品 (AOP のみ)


A 遠心ポンプモータ
B 攪拌モータ
C 超音波プローブチップ
D ドレインバルブ駆動用ソレノイド
D ドレインバルブプラグ
E 半導体レーザ
E レーザシャッタ
F LED
G 注入ポンプ
H ガラスセル
DC ファン
光軸調整用送りネジ
照明用 LED
セルホルダチューブ
パソコン本体



循環系イメージ

保証外

標準試料
綿棒
ディスプレイ
プリンタ
マウス
キーボード



光学系イメージ

豊富な付属アクセサリユニットの AOP 加入も可能です！


※アクセサリユニットの購入、AOP 加入価格については別途お問合せください。



乾式測定ユニット



ミニフローユニット



バッチセルユニット



オートサンプラー



画像解析ユニット

株式会社堀場製作所

〒601-8510
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121
<http://www.horiba.co.jp>

東京 03-6206-4721 大阪 06-6390-8011
名古屋 052-433-3450 九州 092-292-3593

株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8125
<http://www.horiba.com/jp/horiba-techno-service/>

拠点情報はこちら▶



●製品の技術的なご相談をお受けします。

堀場テクノサービス コンタクトセンター

☎ 0570-200-809

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】