

# All in One Plan

AOP で充実の保証をご提供します。

最適な状態で装置を長期で使用いただけるプランです。

\*「AOP」は、堀場テクノサービス独自のサービスプラン「All in One Plan」の略称です。

卓上型蛍光 X 線分析装置 (左)

## MESA-50

蛍光 X 線分析装置 大型試料室モデル (右)

## MESA-50K



### ■ 安心の定期点検

年 1 回の点検で装置の安定稼働を確認します。  
ご希望のお客様には点検作業時に  
取り扱い説明を実施しますので、  
担当者が途中から変わられても安心です。

### ■ 安心の修理保証

X 線発生器が劣化しても、無償で交換します。  
もちろん、その他の部品も含まれます。

### ■ 安心のサポート


万が一装置が故障しても、調査から装置復帰まで  
すべて無償で対応します。

### 点検内容例

- 検出器分解能確認
- 標準サンプル測定による定量値確認
- 漏洩 X 線検査

### 保証部品例

- シリコンドリフト検出器 (SDD)
- X 線発生器
- CCDカメラ、照明LED
- 試料室ドアダンパー



※ 1 検出器の窓破損・窓汚染、X線発生器の窓破損・窓汚染については保証範囲外となり、部品費用のみ有償といたします。

※ 2 装置内蔵バッテリー、パソコンおよび周辺機器と補用品につきましては保証範囲外となり、部品費用のみ有償といたします。



# 早期加入で安心、お得！

- 本プランは、装置の導入時にご加入いただく方がスムーズですが、導入後でも加入いただけます。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

## MESA-50 および MESA-50K の AOP 年間契約料金表

契約年数	X線使用時間	1年目	2年目～	3年目～	4年目～	5年目～	11年目
2年目に加入した場合	-	メーカー保証	年間 ¥450,000 ~				都度見積り
3年目に加入した場合	-		年間 ¥500,000 ~				都度見積り
4年目に加入した場合	-		年間 ¥630,000 ~				都度見積り
5年目に加入した場合	2000~2999		年間 ¥720,000 ~				都度見積り

## AOP Light プラン

- 年1回の点検および修理作業費/派遣費が無償となる「AOP Light」プランもご契約いただけます。修理の際に交換した部品代は有償です。

## MESA-50 および MESA-50K の AOP Light 年間契約料金

契約年数	1年目	2年目	3年目～	4年目～	5年目～	11年目
2年目以降	メーカー保証	年間 ¥198,000 ~				都度見積り

- ※ 取扱説明書の内容に従った操作および維持管理が行われている場合に発生した不具合に対して保証します。
- ※ 天災地変などにより発生した不具合、誤操作などにより発生した不具合に関しては、保証の範囲外です。
- ※ 移設作業は保証の範囲外です。
- ※ 納入より8年以上経過している装置は新規契約いただけません。(都度見積り)
- ※ 納入より11年以上経過している装置は継続できません。(都度見積り)
- ※ X線使用時間が4,000時間を超えている場合はX線発生器を交換後、納入年数の契約条件でご契約いただけます。
- ※ 装置納入年数かX線使用時間の、いずれか長い方にてご契約いたします。
- ※ 補用品は有償です。
- ※ パソコン・ソフトウェアのバージョンアップは保証の対象外です。
- ※ 特別仕様の装置は除きます。

### 株式会社堀場製作所

〒601-8510  
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121  
<https://www.horiba.com/jpn/>

東京 03-6206-4721 大阪 06-6390-8011  
名古屋 052-433-3450 九州 092-292-3593

### 株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305  
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8125  
<https://www.horiba.com/jpn/service/>

拠点情報はこちら▶



●製品の技術的なご相談をお受けします。  
堀場テクノサービス コンタクトセンター  
**☎ 0570-200-809**

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00  
【祝祭日を除く月曜日~金曜日】