

AOP(1年間保証付き点検)のご案内

EMIA-Pro / Expert / Step から
「定期点検 (1年間保証付き)」が始まります



AOP（1年間保証付き点検）とは？

計器の納入後、1年間はメーカー保証が付属しています。

「定期点検（1年間保証付き）」は、そのメーカー保証と同等の保証を最大10年間延長できる（*）プランです。

（対象型式：EMIA-Pro / Expert / Step）

試運転

定期点検
（1年間保証付き）



(*) 定期点検（1年間保証付き）の保証は作業後1年となります。この作業を毎年切れ間なくご依頼いただくことでメーカー保証と同等の保証を最大10年間継続いただけます。

AOP（1年間保証付き点検）内容・対象計器

EMIA-Pro/Expert

ご契約料金
¥350,000

(2年目にご加入の場合)



契約年数	1年目	2年目～	4年目～	6年目～	8年目～	…	11年目
2年目にご加入いただいた場合	メーカー保証	¥350,000/年				→	都度見積り
4年目にご加入いただいた場合		¥420,000/年			→	都度見積り	
6年目にご加入いただいた場合		¥475,000/年		→	都度見積り		
8年目にご加入いただいた場合		→					都度見積り

EMIA-Step

ご契約料金
¥450,000

(2年目にご加入の場合)



契約年数	1年目	2年目～	4年目～	6年目～	8年目～	…	11年目
2年目にご加入いただいた場合	メーカー保証	¥450,000/年				→	都度見積り
4年目にご加入いただいた場合		¥540,000/年			→	都度見積り	
6年目にご加入いただいた場合		¥585,000/年		→	都度見積り		
8年目にご加入いただいた場合		→					都度見積り

	装置本体	パソコン	定期点検	周辺機器	操作トレーニング	予保安全部品交換	24時間対応	オーバーホール	消耗部品	移設作業	PCバージョンアップ
保証対象	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

EMIA-Pro/Expert用 オプション内容

● O/H部品パック

AOPにオーバーホール部品(有償)を追加することができます。
 これだけ持っていたいただければ不具合発生時もまずはエンジニアの体一つで訪問できるという部品を選定しました。
 また年1回の点検時に装置の劣化状況に応じて交換することで安定稼働に繋がります。

<O/H部品パッカー一覧>

部位	品目名	個数	備考	参考画像
Furnace	ファンミ	1	抽出炉上部	
Gas flow	ツギテ 4	2	二次フィルター	
	フィルターエレメント	1	二次フィルター	
	レギュレータ	1	80kPa	
	パッキン	2	キャピラリー	
	フィルター-リング	2	レギュレータ	
	デンジベンクミ	1	MV-9A	
	レギュレータ	1	20kPa	
Detector	エンチョウツギテ	4	NDIR	
	ミニ.カンツギテ	4	NDIR	
	ハーフユニオン	1	NDIR	
	ファンクミ	1	光源	
	リング	4	セル	

高温で加熱する為冷却用のファンを使用しています。このファンが停止すると炉内が高温になる危険性がある為インターロックがかかり分析できなくなります。使用頻度が多い場合や周囲でダストが発生しやすい環境では毎年交換を推奨しています。

経年劣化やサンプル燃焼時のダスト由来の汚れによりリークが発生することがあります。ハロゲン含有サンプルを測定される場合は内部が腐食しサビにより動作に不具合が生じて流量が低下することがあります。

AOPご加入中、もしくはこれからご加入されるお客様へ

通常価格
¥131,000



特別価格
¥99,800

HORIBATECHNO SERVICE

定期点検に1年間の保証を付けたプランをご提案いたします。

<ご注意・免責事項>

- ※取扱説明書の内容に則り装置が維持管理され、正常な操作稼働中に発生した不具合に対して保証します。
- ※天災地変などにより発生した不具合、誤操作などにより発生した不具合に関しては、保証の範囲外となります。
- ※移設作業は保証の範囲外となります。
- ※予防保全による部品の交換は保証の範囲外となります。
- ※納入より8年以上経過している装置は新規契約いただけません。(都度見積り)
- ※納入より11年以上経過している装置は継続できません。(都度見積り)
- ※補用品は有償となります。
- ※パソコン・ソフトウェアのバージョンアップは保証の対象外となります。



製造年月より最大10年間のご加入が可能

ハイテクの一步先に、いつも。

株式会社堀場製作所

〒601-8510
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121
<http://www.horiba.co.jp>

東京 03-6206-4721 大阪 06-6390-8011
名古屋 052-433-3450 九州 092-292-3593

株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8125
<http://www.horiba.com/jp/horiba-techno-service/>

拠点情報はこちら▶



●製品の技術的なご相談をお受けします。カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

お問合せはこちら▶

