

いよいよ

分析装置のサブスクリプションが始まります!

“誰でも Pro”の分析を実現したスタンダードモデル

固体中炭素・硫黄分析装置 EMIA-Pro

“安心”をすべて
パッケージに



不具合を予兆し
事前対応

リモート
モニタリング



消耗品提供



修理対応

修理部品代も
含んでるから安心



分析相談

専門家が分析サポート



定期点検

メーカーサービスだから安心

AOP
ALL IN ONE PLAN

サブスク
Subscription

月額 300,000円～(税抜)

ご契約期間は応相談



AOPはHORIBA製品の有償受託分析および、保守点検サービスを包括的に提案する「All in One Plan」の略称。各種プランによって内容は異なります。

AOP Subscription プラン内容

近年、電子材料 / 触媒 / 各種合金など様々な材料中の炭素・硫黄を高精度に分析することが求められています。HORIBAが長年培った高性能な分析装置を手軽にご使用頂くため、安心をすべてパッケージにして、月々定額の分析装置のサブスクサービスをご提案いたします。

対象装置：固体中炭素・硫黄分析装置 EMIA-Pro

定額料金：月額 300,000 円～ (税抜)

- ・ 毎月 200 回分 (200 りつぽ使用分) の消耗品・試薬をご提供します
- ・ 消耗品 (助燃剤 / スズ / りつぽ)、試薬 (脱水材 / 石英ウール)

《料金に含まれるサービス》

- メーカーサービスによる1年1回のオーバーホール (点検作業)
- 装置不具合時の修理作業 (作業費、部品代含む)
- リモートモニタリングによる事前故障診断 (装置内部シグナルのみモニタリング)
- 分析相談に関する各種サポート

- * 契約時にご納入に伴う輸送費とサービスエンジニアによる据付調整作業、取扱説明に別途 30 万円 (税抜) が必要になります。またご解約時には輸送費、引取作業に別途 30 万円 (税抜) が必要になります。ご使用頂いた装置をお買取りされる場合は、上記の輸送費、引取作業は不要となります。
- * 1ヶ月で 200 回を超える測定については、別途 1 測定につき 500 円をご請求させていただきます。
- * サービス利用に際しては、お客様、窓口代理店、株式会社堀場テクノサービスにて約款に基づく契約が必要になります。
- * 本サービスは日本国内に限ります。

装置稼働に必要なユーティリティ (お客様にご用意いただく必要があるもの)

■ 電源

本体用 : 200V 30A ブレーカ1個
PC 用 : 100V 15A アース付き 3P コンセント1個

■ ガス

酸素ポンペ : 純度 99.5% 以上、供給圧力 0.30-0.33MPa
窒素ポンペ : 純度 99.5% 以上、供給圧力 0.35-0.38MPa

■ 設置台

耐荷重 1000kgf 以上

■ お客様にて高周波利用設備申請をお願いいたします。

(詳細は営業担当よりご案内します)

〈サービス〉

株式会社堀場テクノサービス

本社 / 京都 〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8125

北海道 011-207-1801	埼玉 048-298-6871	名古屋 052-705-0711	四国 087-867-4821
東北 022-776-8252	東京 03-6206-4750	北陸 076-422-6112	広島 082-283-3378
福島 024-925-9311	西東京 042-322-3211	三重 059-340-6061	山口 0834-61-1080
栃木 028-634-6098	横浜 045-478-7018	京都 075-313-8125	九州 092-292-3597
千葉 0436-24-3914	富士 0545-33-3152	大阪 06-6150-3661	大分 097-551-3982
鹿島 0299-91-0808	浜松 053-464-1339	兵庫 079-284-8320	熊本 096-279-2985
つくば 029-863-7311	東海 0565-37-3510	岡山 086-448-9760	

〈販売元〉

株式会社堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121
<http://www.horiba.co.jp>

東北 022-776-8251	東京 03-6206-4721	名古屋 052-936-5781	九州 092-292-3593
大阪 06-6390-8011	四国 087-867-4800	広島 082-288-4433	

カタログNo. HTS-0133

●製品の技術的なご相談をお受けします。カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。

Printed in Japan 0000SK00