

炭素・硫黄分析装置

EMIA-Pro/EMIA-Expert



分析相談

専門家が分析サポート

“安心”をすべて
パッケージに



定期点検

メーカーサービスだから安心

不具合を予兆し
事前対応



リモート
モニタリング



修理対応

修理部品代も
含んでるから安心



消耗品提供



EMIA-Pro

月額 380,000 円～(税抜)



EMIA-Expert

月額 500,000 円～(税抜)

ご契約期間は応相談



AOP は HORIBA 製品の有償受託分析および、保守点検サービスを包括的に提案する [All in One Plan] の略称。各種プランによって内容は異なります。

近年、電子材料 / 触媒 / 各種合金など様々な材料中の炭素・硫黄を高精度に分析することが求められています。HORIBA が長年培った高性能な分析装置を手軽にご使用いただくため、安心をパッケージ化して、月々定額の分析装置の「サブスク」サービスをご提案いたします。

対象装置：炭素・硫黄分析装置 EMIA-Pro/EMIA-Expert

定額料金：EMIA-Pro 月額 380,000 円～

(税抜) EMIA-Expert 月額 500,000 円～

- 毎月 200 回分 (200 るつぼ使用分) の消耗品・試薬をご提供します。
- 消耗品…助燃剤 / スズ / るつぼ
- 試薬…脱水剤 / 石英ウール
- 精製器試薬…アスカライト ※EMIA-Expert のみ

《料金に含まれるサービス》

- メーカーサービスによる1年1回のオーバーホール (点検作業)
- 装置不具合時の修理作業 (作業費、部品代含む)
- リモートモニタリングによる事前故障診断 (装置内部シグナルのみモニタリング)
- 分析相談に関する各種サポート

* 契約時に、「AOP サブスク」費用とは別に、初期費用として1か月分の使用料金を頂戴します。

内訳：装置納入に伴う輸送費、サービスエンジニアによる据付調整作業、取扱説明

* 解約時には、輸送費、引取作業に別途1か月分の使用料金が発生します。

* 本サービスで使用された装置を買い取りされる場合、上記の輸送費、引取作業は発生しません。

* 1か月に200回を超える測定をされた場合、別途500円/1測定を請求させていただきます。

* サービス利用に際しては、お客様・窓口代理店・株式会社堀場テクノサービスにて約款に基づく契約が必要になります。

* 本サービスは日本国内に限ります。

装置稼働に必要なユーティリティ (お客様にご用意いただく必要があるもの)

■ 電源

本体用 : 200V 30A ブレーカ1個

PC 用 : 100V 15A アース付き3P コンセント1個

■ 設置台

耐荷重 1000kgf 以上

■ ガス

酸素ポンペ : 純度 99.5% 以上、供給圧力 0.30-0.33MPa

窒素ポンペ : 純度 99.5% 以上、供給圧力 0.35-0.38MPa

■ お客様にて高周波利用設備申請をお願いいたします。

(詳細は営業担当よりご案内します)

株式会社堀場製作所

〒601-8510

京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121

<http://www.horiba.co.jp>

東京 03-6206-4721 大阪 06-6390-8011

名古屋 052-433-3450 九州 092-292-3593

株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305

京都市南区吉祥院宮の東町2番地

<https://www.horiba.com/jpn/service/>

拠点情報はこちら▶



● メンテナンス・修理・分析のご依頼、製品のお困りごとは

堀場テクノサービス コンタクトセンター

☎ 0570-200-809

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】