

# particaのAOP Subscription サブスク

ALL IN ONE PLAN

## レーザ回折 / 散乱式粒子径分布測定装置 ( 粒度分布 ) Partica LA-960V2/Partica mini LA-350

分析相談  
専門家が分析サポート

バッチ式セルも標準付属  
付属品提供

リモートモニタリング  
不具合を予兆し事前対応

修理対応  
修理部品代も含んでいるから安心

トレーサビリティ証明書付き点検  
メーカーサービスだから安心

**“安心”をすべてパッケージに**



Partica LA-960V2

月額 280,000円～(税抜)



Partica mini LA-350

月額 180,000円～(税抜)

※ご契約期間は応相談

1 LA-960V2 LA-350 Subscription

継続利用

2 LA-960V2 LA-350 Subscription

購入

サブスクでご利用  
いただいた装置を購入

3 LA-960V2 LA-350 Subscription

ご返却

いつでも解約可  
途中解約金なし



AOPはHORIBA製品の有償受託分析および、保守点検サービスを包括的に提案する「All in One Plan」の略称。各種プランによって内容は異なります。



# Subscription

サブスク

# プラン内容

各種の工業プロセスで取り扱う粉体粒子の大きさは、製品の機能性を特徴づける重要な要素の一つです。レーザ回折／散乱式の粒子径分布測定装置は、セラミックスや顔料、電池材料、触媒、化粧品、食品、製薬など、幅広い分野で研究開発や品質管理の目的で使われています。

HORIBAが長年培った高性能な分析装置を手軽にご使用頂くため、安心をすべてパッケージにして、月々定額の分析装置のサブスクサービスをご提案いたします。

対象装置：レーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置（粒度分布）

Partica LA-960V2 および Partica mini LA-350（いずれも有機溶媒仕様）

定額料金：Partica LA-960V2 月額 280,000円～

（税抜）高濃度低粘度セルユニット ----- 20,000円～

画像解析ユニット ----- 20,000円～

乾式ユニット ----- 70,000円～

Partica mini LA-350 月額 180,000円～

● 毎月100時間 ※装置電源オンにしている時間です。

《料金に含まれるサービス》

- メーカーサービスによる1年1回のトレーサビリティ証明書付き点検作業
- 装置不具合時の修理作業（作業費、部品代含む）
- リモートモニタリングによる有寿命部品の予防保全交換
- 分析相談に関する各種サポート
- 装置日常管理用の点検粒子ご提供（1回/日）

\* 契約時に、「AOPサブスク」費用とは別に、初期費用として1か月分の使用料金を頂戴します。

内訳：装置納入に伴う輸送費、サービスエンジニアによる据付調整作業、取扱説明

\* 解約時には、輸送費、引取作業に別途1か月分の使用料金が発生します。

\* 本サービスで使用された装置を買い取りされる場合、上記の輸送費、引取作業は発生しません。

\* 1か月に100時間を超える測定をされた場合、別途10,000円/5時間を請求させていただきます。

\* その他アクセサリのご要望は別途ご相談ください。※パッチ式セルは標準に含まれています。

\* サービス利用に際しては、お客様・窓口代理店・株式会社堀場テクノサービスにて約款に基づく契約が必要になります。

\* 本サービスは日本国内に限ります。

## 装置稼働に必要なユーティリティ（お客様にご用意いただく必要があるもの）

	Partica LA-960V2	Partica mini LA-350
装置		
本体用	100V 300VA アース付き 3P コンセント 1個	100V 150VA アース付き 3P コンセント 1個
PC用	100V 15A アース付き 3P コンセント 1個	
設置台		
耐荷重	100kgf 以上	
【参照】		
分析装置本体部の重量	705(W)mm x 500(H)mm x 565(D)mm	297(W)mm x 420(H)mm x 376(D)mm

### 株式会社堀場製作所

〒601-8510

京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121

<http://www.horiba.co.jp>

東京 03-6206-4721 大阪 06-6390-8011

名古屋 052-433-3450 九州 092-292-3593

### 株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305

京都市南区吉祥院宮の東町2番地

<https://www.horiba.com/jpn/service/>

拠点情報はこちら▶



● メンテナンス・修理・分析のご依頼、製品のお困りごとは  
堀場テクノサービス コンタクトセンター

☎ 0570-200-809

受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00

【祝祭日を除く月曜日～金曜日】

パンフレットNo. HTS-0154A