

## 卓上型蛍光 X 線分析装置 MESA-50

## 大型試料室モデル MESA-50K



分析相談

専門家が分析サポート

補用品も標準で付属



付属品提供

修理部品代も  
含んでいるから安心



修理対応



点検作業

メーカーサービス  
だから安心

“安心”をすべて  
パッケージに



MESA-50

月額 170,000 円～(税抜)



MESA-50K

月額 220,000 円～(税抜)

※ご契約期間は応相談  
※検出器、X 線発生器の窓汚染や破損による修理は含まれません



AOP は HORIBA 製品の有償受託分析および、保守点検サービスを包括的に提案する  
「All in One Plan」の略称。各種プランによって内容は異なります。

異物検査、不純物分析から土壌測定まで幅広いアプリケーションで  
非破壊での元素分析が可能です。

HORIBAが長年培った高性能な分析装置を手軽にご使用頂くため、  
安心をすべてパッケージにして、月々定額の分析装置のサブスクサービスをご提案いたします。

対象装置：卓上型蛍光 X 線分析装置 MESA-50  
                  蛍光 X 線分析装置 大型試料室モデル MESA-50K

定額料金：MESA-50 月額 170,000円～  
(税抜) MESA-50K 月額 220,000円～

《料金に含まれるサービス》

- 使い捨てセルなどの補用品を一年に一度支給
- メーカーサービスによる1年1回の点検
- 装置不具合時の修理作業

- \* 契約時に、「AOP サブスク」費用とは別に、初期費用として1か月分の使用料金を頂戴します。  
内訳：装置納入に伴う輸送費、サービスエンジニアによる据付調整作業、取扱説明
- \* 装置設置の30日前までに、お客様にて「X線装置設置の届出」が必要です。
- \* 検出器、X線発生器の窓汚染や破損による修理は有償です。
- \* 解約について
  - ・ MESA-50：お客様にて梱包し輸送費をご負担いただき、弊社に返却が可能です。  
弊社に引き取りを依頼される場合は、別途1か月分の使用料金を頂戴します。
  - ・ MESA-50K：輸送費および引取作業として別途1か月分の使用料金を頂戴します。
- \* 本サービスで使用された装置を買い取りされる場合、上記の輸送費、引取作業は発生しません。
- \* サービス利用に際しては、お客様・窓口代理店・株式会社堀場テクノサービスにて約款に基づく契約が必要になります。
- \* 本サービスは日本国内に限ります。

### サブスクのメリット

装置の  
固定資産管理が  
不要

お客様の分析を  
月々定額で  
すべてサポート

### 装置稼働に必要なユーティリティ（お客様にご用意いただく必要があるもの）

	MESA-50	MESA-50K
<b>装置</b>		
本体用	100V アース付き 3P コンセント 1個	
PC用	100V アース付き 3P コンセント 1個	
<b>設置台</b>		
耐荷重	100kgf 以上	
<b>【参照】</b>		
分析装置本体部の寸法	208(W)mm × 205(H)mm × 294(D)mm	460(W)mm × 150(H)mm × 360(D)mm

#### 株式会社堀場製作所

〒601-8510  
京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-313-8121  
<http://www.horiba.co.jp>

東 京 03-6206-4721 大 阪 06-6390-8011  
名古屋 052-433-3450 九 州 092-292-3593

#### 株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305  
京都市南区吉祥院宮の東町2番地  
<https://www.horiba.com/jpn/service/>

拠点情報はこちら▶



● メンテナンス・修理・分析のご依頼、製品のお困りごとは  
**堀場テクノサービス コンタクトセンター**

**☎ 0570-200-809**

受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00  
【祝祭日を除く月曜日～金曜日】