

HORIBA

LAQUA^{ラクア}

極限まで追求した

シンプルな 使いやすさ

エントリーモデル
モノクロ卓上pH計
PH-SEシリーズ

大画面で見やすい表示

- バックライト搭載で画面の視認性向上

アイコンで測定をサポート

- ☺で安定判断し、🔧で校正時の電極感度を表示

コンパクトなボディ&電極スタンド

- 設置面積を削減し、省スペースでの作業を実現
- メータの左右どちら側でも取付可能な一体型の電極スタンドを採用

分解能：0.01 プリントと接続可能 1000メモリ AC電源駆動

pH

ORP

用途に
応じて

2タイプの電極から選べます

Type 1 プラスチックボディ電極 パッケージ (9625-10D)



形式：PH-SE

電極先端は保護管でガードされているため安心！
測定初心者の方にもおすすめのパッケージです。

希望販売価格 **¥107,800** (税抜)

教育・実習での
pH測定に

Type 2 スタンダードガラス電極 パッケージ (9615S-10D)



形式：PH-SE-GL

JIS規格よりも強度10倍の応答ガラス膜を採用！
すばやい安定で幅広い試料測定に対応したパッケージです。

希望販売価格 **¥121,000** (税抜)

バッファ調整等
さまざまな
pH測定に

パッケージの内訳は裏面へ ➡

■ PH-SE・PH-SE-GL パッケージ内訳

形式	PH-SE	PH-SE-GL
pH電極	プラスチックボディ電極 (9625-10D) 1本	スタンダードTouPH電極 (9615S-10D) 1本
共通内容	・メータ本体 (LAQUA-PH-SE) 1台 ・一体型電極スタンド 1台 ・ACアダプタケーブルセット 1個 ・pH標準液セット [pH標準液(pH4・7・9)、比較電極内部液] (101-S) 1個 ・取扱説明書 1冊 ・クイックマニュアル 1冊	

■ メータ仕様

形式		LAQUA-PH-SE
計量法型式承認番号		第SS211号
測定項目		pH / ORP / 温度
pH	JIS 形式	JIS形式 I
	測定方式	ガラス電極法
	測定範囲(表示範囲)	pH 0.00 ~ 14.00 (pH -2.00 ~ 20.00)
	分解能	0.01 pH
	計器再現性(精度)	± 0.01 pH ± 1 digit
	校正点数	最大5 点 (USA,NIST,NIST2) / 最大6 点 (DIN, Custom)
ORP(mV)	測定・表示範囲	± 2000.0 mV
	分解能	0.1 mV
	計器再現性(精度)	± 0.1 mV ± 1 digit
温度	測定範囲(表示範囲)	0.0 ℃ ~ 100.0 ℃ (-30.0 ℃ ~ 130.0 ℃)
データメモリ		1000 件
PC 接続		あり (USB 通信ケーブル必要)
プリンタ出力		あり (GLP, GMP 対応)
電源		AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60 Hz (本体電源 : DC7 V、0.7 W)
外形寸法		150 (W) × 155 (D) × 67 (H) mm (一体型スタンド除く)
質量		約770 g
一体型電極スタンドオプション		左右 脱着式

■ アクセサリ

pH標準液セット(精度 ± 0.02 pH)

形式	名称	pH値(25 ℃)	容量(mL)	備考
 101-S ¥5,500 3200043642	フタル酸塩標準液	4.01	250	原液のまま使用。 左記標準液と内部液が同梱されたセットです。
	中性リン酸塩標準液	6.86	500	
	ホウ酸塩標準液	9.18	250	
	比較電極内部液 (#300)	—	250	

プリンタ関連

全メータ共通

普通紙プリンタ ¥49,700
3014030145
GLP/GMP対応
CBM-910II-24RJ

付属品
・ACアダプタ
・プリンタロール紙
・インクリボン



※普通紙プリンタにはプリンタケーブルが含まれませんので、別途ご購入が必要です。

プリンタ出力ケーブル
¥6,100
3200779638

本体と普通紙プリンタの
接続用ケーブル(1.5 m)



全メータ共通

プリンタロール紙 ¥12,100
3014030149
20巻セット(普通紙プリンタ用)



全メータ共通

インクリボン ¥9,200
3014030150
5個セット(普通紙プリンタ用)



データ出力

F-2000/PH-SE/D-220シリーズ用

USB通信ケーブル ¥4,900
3201055470
PC通信用USBケーブル(1.8 m)



※その他の電極・アクセサリの詳細は、電極/アクセサリ総合カタログをご覧ください。
※記載されている価格はすべて希望販売価格(税抜)です。



HORIBAグループでは、品質ISO9001・環境ISO14001・労働安全衛生ISO45001を統合したマネジメントシステム (Integrated Management System: IMS) を運用しています。

 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- このカタログの記載内容については、改良のために仕様・外観等、予告なく変更することがあります。●このカタログの製品詳細については別途ご相談ください。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- このカタログに記載されている製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品画面は、はめ込み合成です。
- このカタログに記載されている各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

〈製造・販売元〉

株式会社堀場アドバンスドテクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184
http://www.horiba-adt.jp

東北セールスオフィス 022-776-8253 〒981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
東京セールスオフィス 03-6206-4751 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 (神田淡路町二丁目ビル)
名古屋セールスオフィス 052-433-3452 〒451-0051 名古屋市中区則武新町三丁目1番17号 (BlZrium名古屋4F)
大阪セールスオフィス 06-6390-8211 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目4番17号 (新大阪上野東洋ビル4F)
四国サテライトオフィス 087-867-4841 〒760-0078 香川県高松市今里町9番9号
九州セールスオフィス 092-292-3595 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8番30号 (博多フコク生命ビル1F)

●製品の技術的なご相談をお受けします。 カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-37-6045

