

HORIBA Advanced Techno

食品業界の
お客様へ！！

HACCP対応を pH測定で応援します！



2020年6月に食品衛生法が改正され、HACCPが義務化されました。食品衛生上の危害の発生を防止するため、すべての食品関連事業者(食品製造、食品加工、調理、販売等)にHACCPに沿った衛生管理が求められています。毒素を出す菌類の増殖を防ぐため、重要管理点 (Critical Control Point:CCP) にて食品のpHを測定し、記録する必要があります。ご不明点があればご相談ください！

ガラス破損による
異物混入
なし！



FLAT

表面測定で様々な
食品に対応

ISFET(半導体センサ)pH電極 0040N-10D

品目コード：3200862858

希望販売価格(税抜) ¥66,000

フラットセンサによりお惣菜や煮豆、漬物や
ところてんなど、水分の少ない食品も測定可能

お得なセット製品の
説明は裏面へ▶

ISFET pH電極の卓上セットはこちら！



F-2000PI-F

品目コード(3200919592)

- メータ(F-2000PI) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- ACアダプタ : 1セット
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(101-S) : 1式

希望販売価格(税抜) ¥225,500



F-72F

品目コード(3200619156)

- メータ(F-72) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- ACアダプタ : 1セット
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(101-S) : 1式

希望販売価格(税抜) ¥275,000

● お得な食品向けラボ用セット

お求めやすいポータブル計と電極スタンドをセットにしました



D-220P-F-LAB 品目コード(3200886216)

- メータ(D-220P) : 1台
- USB通信ケーブル : 1本
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- 単三電池 : 2本(ACアダプタ非対応)
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(560-P) : 1式

希望販売価格(税抜) ¥148,500

* 普通紙プリンタ/プリンタ出力ケーブルは別売(オプション)です
* キャリングケースは付属しません

● 卓上型用別売りオプション

名称	品目コード	希望販売価格(税抜)
普通紙プリンタ	3014030145	¥45,100
プリンタケーブル (F-70/D-70 シリーズ用)	3014030148	¥5,500
プリンタ出力ケーブル (D-200/WQ-300 シリーズ用)	3200779638	¥5,500
プリンタロール紙	3014030149	¥11,000
インクリボン	3014030150	¥8,300
USB ケーブル (F-70/D-70 シリーズ用)	3200373941	¥4,400
USB 通信ケーブル (D-200 シリーズ用)	3200779639	¥4,400

● お求めやすいシンプルセット

D-210P-F 品目コード(3200886215)



- メータ(D-210P) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- 単三電池 : 2本(ACアダプタ非対応)
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(560-P) : 1式

希望販売価格(税抜) ¥115,500

* キャリングケースは付属しません


ISFET pH電極単品



ISFET pH電極 0040N-10D	3200862858	¥66,000
交換用センサ 0141N	3200862632	¥33,000

測定pH範囲	pH0~14
使用温度範囲	0~60°C(センサ部)、0~40°C(変換器)
電極長さ	190mm(リード部は除く)
直径	10mm
応答部	ISFET (イオン感応性電界効果トランジスタ)
比較電極内部液	CMC (カルボキシメチルセルロース) グリセリン、飽和KCl
適用pH メータ機種	D-50、D-70、D-200、F-50、F-70、F-2000シリーズ
電源	DC6V CR2032x2 オートパワー OFF 機能付き (1時間)
ケーブル長	1m

YouTube 動画はじめました！



メンテナンスから pH の教育コンテンツまで、
水質に関する様々な動画をご用意しております。

株式会社堀場アドバンスドテクノ

〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 075-321-7184
http://www.horiba-adt.jp

東 北 022-776-8253 東 京 03-6206-4751 名古屋 052-433-3452
大 阪 06-6390-8211

●製品の技術的なご相談をお受けします。 カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-37-6045**

受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00

【祝祭日を除く月曜日~金曜日】

※携帯電話・PHSからでもご利用可能です。

※一部のIP電話からご利用できない場合がございます。