

第33回 日本外来小児科学会 年次集会

2024年9月7日(土)～8日(日)

フクダ電子・HORIBA ブースのご案内

分析する医療へ — 全血POCTのHORIBA —

「診療の現場、患者の近くで検査する。」それがPOCT (point of care testing) という考え方。診療の現場で検査結果をすぐに確認できれば、早期発見・早期治療につながり、危急の病状にも的確に対応できます。HORIBAはこのPOCTを、より迅速で簡便なシステムにするために、前処理不要な「全血」による検査をご提案します。クリニックのみならず、病棟や緊急の現場でも、手軽で簡単に扱える装置をぜひブースにてご体験ください。みなさまのご来場をお待ちしております。



展示会場

高山市民文化会館
〒506-0053 岐阜県高山市昭和町1-188-1
高山グリーンホテル
〒506-0031 岐阜県高山市西之一色町2-180



出展製品

NEW



CBC 5Diff CRP

EDTA全血*41μL
わずか約3分で白血球5分類+CRPを同時測定

自動血球計数CRP測定装置
Yumizen H635 CRP

*EDTA全血 抗凝固剤 (EDTA-2K, EDTA-2NaもしくはEDTA-3K)を加えた全血



CBC 3Diff CRP

血球計数(18項目)とCRPを同時測定
キャップピアス機能の搭載

自動血球計数CRP測定装置
Yumizen H330 CRP



HbA1c CRP hsCRP CysC

全血1滴、糖尿病・感染症の
診断のサポートに

遠心方式血液分析装置
Yumizen M100 Banalyst



IT

電子カルテ連携ソフト

GATELINK

- 検査後にデータをカルテに自動で転送
- データ入力の手間や転記ミスのリスクも軽減

