

## HORIBAブースへのご案内

# 第24回 日本検査血液学会学術集会

2023年7月29日(土)～30日(日)

### 会場

ウインクあいち

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

### 分析する医療へ

HORIBAはグローバルな分析機器の専門メーカーとして、分析する=現状を知ることから、社会に貢献して参りました。これまで培った高度な分析技術を活用し、臨床検査を通じて更なる医療に貢献していきたいと考えております。HORIBA Medicalは40年以上にわたって、グローバルネットワークを通して、150か国以上に血液分析を中心とする検査関連製品を提供して参りました。ぜひ、HORIBAが提案する自動血球計数装置を会場でご覧ください。

## 出展製品のご紹介



CBC 白血球5分類 RET 標本作製

血球計数+白血球5分類、120検体/時間  
さらに血液塗抹標本の自動作製で日常検査の効率化に貢献  
自動血球計数装置、血液塗抹標本作製装置  
Yumizen H1500/2500, Yumizen SPS

販売名:自動血球計数装置 Yumizen H1500/2500 シリーズ  
製造販売届出番号:26B3X00002220010

ご来場いただけない場合でも HORIBA 独自のオンライン展示会をご覧ください。

バーチャル展示会

**SHOWCASE**

<https://www.horiba.com/jpn/company/events/horiba-showcase/horiba-medical/>

詳細はこちら>

