



第73回 日本医学検査学会

2024年 5月11日(土)～12日(日)

分析する医療へ

HORIBAはグローバルな分析機器の専門メーカーとして、分析する=現状を知ることから、社会に貢献して参りました。これまで培った高度な分析技術を活用し、臨床検査を通じて更なる医療に貢献していきたいと考えております。

また、HORIBAは40年以上にわたって、グローバルネットワークを通して、150か国以上に血液分析を中心とする検査関連製品を提供して参りました。

この度、私たちのご提案をご紹介させていただきます。是非、会場にてご覧ください。

学会・展示会会場のご案内

会場：石川県立音楽堂、金沢市アートホール、ANAクラウンプラザホテル金沢、ホテル日航金沢
ホテル金沢、もてなしドーム地下広場

HORIBAブース位置：ANAクラウンプラザホテル金沢 3F No.A-19

出展製品のご案内



CBC 白血球5分類 RET 標本作製

血球計数+白血球5分類、
120テスト時間で日常検査の効率化に貢献

自動血球計数装置

Yumizen H1500/2500

Yumizen SPS

販売名:自動血球計数装置 Yumizen H1500/2500シリーズ
製造販売届出番号:26B3X00002220010



CBC 白血球5分類

3種の試薬で白血球5分類測定が可能
日常診療に新しい検査の価値を

自動血球計数装置

Yumizen H500CT

販売名:自動血球計数装置 Yumizen H500 シリーズ
製造販売届出番号:26B3X0000222012

ご来場いただけない場合でも HORIBA 独自のオンライン展示会をご覧くださいませ。

バーチャル展示会

SHOWCASE

詳細はこちら>

<https://www.horiba.com/jpn/company/events/horiba-showcase/horiba-medical/>

